

**ППК по использованию источников ионизирующего излучения (генерирующих):**

Вид исследований	Объект	Количество, не менее	Кратность, не реже
Измерение мощности дозы рентгеновского излучения	Рентгеновский кабинет	От каждого рентгеновского аппарата	1 раз в 2 года
Точность выполнения установок анодного напряжения, слой половинного ослабления	Рентгеновский кабинет	От каждого рентгеновского аппарата	Не реже одного раза в два года
Повторяемость дозы излучения в режиме снимка в ручном и автоматическом режимах	Рентгеновский кабинет	От каждого рентгеновского аппарата	Не реже одного раза в два года
Эксплуатационные характеристики системы электробезопасности	Рентгеновский кабинет	Рентгено-диагностические кабинеты	1. Акт испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей 2. Акт проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок 3. Протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей
Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц	Рентгеновский кабинет	Рабочие места с ПК	Протоколы испытаний с заключением

ППК по пищеблоку МО